



# アジレント・テクノロジー 2016 - 2017 カラム・消耗品 年度末キャンペーン



バイアル、バイアル関連製品 : 2-3 ページ



**新製品** A-Line セーフティキャップ、スリムボトル : 4-5 ページ



**新製品** Poroshell120 LC カラム : 6-7 ページ



**Bond Elut QuEChERS (キャッチャーズ) キット** : 8-9 ページ



**新製品** ADM フローメータ : 10 ページ



ガスクリーンフィルタ : 11 ページ



**新製品** GC/MSD 用 IDP-3 ドライスクロールポンプ : 12 ページ



GC, HPLC



## アジレント年度末バイアルキャンペーン

### キャンペーン内容

アジレントバイアルおよびバイアル関連製品(下記参照)をお買い上げいただきますと、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **25%OFF** でご提供いたします。

### キャンペーン対象製品

アジレントバイアル、キャップ、セプタム、ウェルプレート、クロージングマット、  
オートクリンパ、オートデキャッパ、軽量マニュアルクリンパ・デキャッパ

※キャンペーン対象製品については、5990-9022JAJP アジレントバイアルセレクションガイドをご参照ください。



アジレントバイアル、キャップ、セプタム



オートクリンパ  
オートデキャッパ



軽量マニュアルクリンパ、デキャッパ

**期間：2016年12月1日～2017年3月31日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 9817** とご連絡ください。

お問い合わせ先

 **SHINKAWA**

**新川電機株式会社**

分析営業部

E-mail: k-bunseki@shinkawa.co.jp

## アジレント年度末バイアルキャンペーン対象製品例

バイアル、キャップ、セプタム、ウェルプレート			
部品番号	品名	個数	価格(税別)
5182-0714	スクリューバイアル、2 mL、広口、透明、100 個	1/pk	¥2,500 → キャンペーン価格 <b>¥1,875</b>
5182-0715	スクリューバイアル、2 mL、広口、透明、ラベル付、100 個	1/pk	¥2,700 → キャンペーン価格 <b>¥2,025</b>
5188-6535	スクリューバイアル、2 mL、広口、茶色、100 個	1/pk	¥2,600 → キャンペーン価格 <b>¥1,950</b>
5182-0716	スクリューバイアル、2 mL、広口、茶色、ラベル付、100 個	1/pk	¥2,900 → キャンペーン価格 <b>¥2,175</b>
5182-0567	クリンプ/スナップバイアル、PP 製、1 mL、100 個	1/pk	¥2,600 → キャンペーン価格 <b>¥1,950</b>
5183-4511	透明ポリプロピレンキャップ、スリット入り、PTFE/シリコンセプタム、100 個	1/pk	¥4,700 → キャンペーン価格 <b>¥3,525</b>
5181-8872	250 ul 不活性化ガラスインサート、100 個	1/pk	¥15,000 → キャンペーン価格 <b>¥11,250</b>
5183-2085	250 ul 先細ガラスインサート、100 個	1/pk	¥5,100 → キャンペーン価格 <b>¥3,825</b>
5181-3377	400 ul ガラス平底インサート、500 個	1/pk	¥8,200 → キャンペーン価格 <b>¥6,150</b>
5185-5824	青スクリューキャップ、圧着、スリット入り PTFE / シリコン、100 個	1/pk	¥3,800 → キャンペーン価格 <b>¥2,850</b>
5185-5823	2mL、青ポリプロピレンキャップ、圧着 PTFE / シリコンセプタム、100 個	1/pk	¥3,000 → キャンペーン価格 <b>¥2,250</b>
5042-1386	96 ウェルプレート、0.5 mL、ポリプロピレン、10 個	1/pk	¥3,600 → キャンペーン価格 <b>¥2,700</b>
5042-1389	96 ウェルプレート用クロージングマット、シリコン、50 個	1/pk	¥37,000 → キャンペーン価格 <b>¥27,750</b>
5190-2288	20 mL、ヘッドスペースバイアル、目盛 & ラベル付、透明、100 個	1/pk	¥5,300 → キャンペーン価格 <b>¥3,975</b>
5190-2286	20 mL、ヘッドスペースバイアル、目盛 & ラベル付、茶色、100 個	1/pk	¥6,200 → キャンペーン価格 <b>¥4,650</b>
5183-4474	ヘッドスペースクリンプバイアル、丸底、20 mL、透明、100 個 ※パーキンエルマ製ヘッドスペースサンブラ用	1/pk	¥4,800 → キャンペーン価格 <b>¥3,600</b>
5190-2239	ヘッドスペースクリンプバイアル、丸底、20 mL、茶色、100 個 ※パーキンエルマ製ヘッドスペースサンブラ用	1/pk	¥5,200 → キャンペーン価格 <b>¥3,900</b>
5183-4478	セプタム付 20 mm クリンプキャップ、安全構造 PTFESi、100 個	1/pk	¥8,200 → キャンペーン価格 <b>¥6,150</b>
5190-3987	セプタム付 20 mm クリンプキャップ、スチール、高性能セプタム、100 個	1/pk	¥7,900 → キャンペーン価格 <b>¥5,925</b>
オートクリンパ・オートデキャップ			
部品番号	品名	個数	価格(税別)
5190-3188	オートクリンパ、11 mm、リチウムバッテリー付	1/pk	¥89,000 → キャンペーン価格 <b>¥66,750</b>
5190-3189	オートクリンパ、20 mm、リチウムバッテリー付	1/pk	¥91,000 → キャンペーン価格 <b>¥68,250</b>
5190-3190	オートデキャップ、11 mm、リチウムバッテリー付	1/pk	¥91,000 → キャンペーン価格 <b>¥68,250</b>
5190-3191	オートデキャップ、20 mm、リチウムバッテリー付	1/pk	¥91,000 → キャンペーン価格 <b>¥68,250</b>
5190-4061	高性能オートクリンパ、電源付	1/pk	¥160,000 → キャンペーン価格 <b>¥120,000</b>
5190-4062	高性能オートクリンパ用クリンパヘッドセット、11 mm	1/pk	¥45,000 → キャンペーン価格 <b>¥33,750</b>
5190-4063	高性能オートクリンパ用デキャップヘッドセット、11 mm	1/pk	¥41,000 → キャンペーン価格 <b>¥30,750</b>

**期間：2016年12月1日～2017年3月31日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 9817** とご連絡ください。

お問い合わせ先  
 **SHINKAWA**  
**新川電機株式会社**  
 分析営業部  
 E-mail: k-bunseki@shinkawa.co.jp

# HPLC

LESS STRESS  
MORE PEACE OF MIND

The Measure of Confidence

## Agilent A-Line Stay Safe Caps

### アジレント A-Line セーフティキャップ

- ラボ内の溶媒の蒸気と漏れからお客様を守ります。
- 経済的な価格でラボの安全性を向上
- HPLC で使用する一般的な溶媒ボトルに適合 (GL45 など)
- 6L 廃液ボトルもご用意
- ベントバルブにタイムストリップ (ラベルタイマー) が付きました。



タイムストリップ: ベントバルブの交換時期  
(約6か月: 使用状況によります)を  
知らせてくれます。



部品番号	品名	価格 (税別)
5043-1217	A-Line セーフティキャップ、GL45 1ポート、1ベントバルブ	¥10,000 → <b>キャンペーン価格 ¥7,500</b>
5043-1218	A-Line セーフティキャップ、GL45 2ポート、1ベントバルブ	¥12,000 → <b>キャンペーン価格 ¥9,000</b>
5043-1219	A-Line セーフティキャップ、GL45 3ポート、1ベントバルブ	¥15,000 → <b>キャンペーン価格 ¥11,250</b>
5043-1220	A-Line セーフティキャップ、GL45 4ポート、1リークホース	¥18,000 → <b>キャンペーン価格 ¥13,500</b>
5043-1221	5043-1196 (6L 廃液ボトル、GL45) + 5043-1220 ※別途 5043-1193 チャコールフィルタ必要	¥22,000 → <b>キャンペーン価格 ¥16,500</b>
5043-1193	チャコールフィルタ (58g)、タイムストリップ付、廃液ボトル用	¥14,000 → <b>キャンペーン価格 ¥10,500</b>
5043-1190	A-Line ベントバルブ、PTFE、タイムストリップ付き	¥3,200 → <b>キャンペーン価格 ¥2,400</b>
5043-1198	スクリーブプラグ 1/8 インチ、PTFE、2個	¥5,700 → <b>キャンペーン価格 ¥4,275</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくは 5991-5162JAJP アジレント A-Line セーフティキャップリーフレットをご覧ください。

### キャンペーン内容

アジレント A-Line セーフティキャップをお買い上げいただけると、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **25%OFF** でご提供いたします。

**期間: 2016年12月1日~2017年3月31日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 9817** とご連絡ください。

お問い合わせ先

**SHINKAWA**

**新川電機株式会社**

分析営業部

E-mail: k-bunseki@shinkawa.co.jp

## 新製品 溶媒スリムボトル



溶媒スリムボトルは、  
A-Line セーフティキャップと  
組み合わせて使用できます。

### ラボの安全性を高める溶媒ボトル

- HPLC 移動相で使用する溶媒ボトルのデザインが一新されました。より使いやすく、より安全に取り扱えるため、ラボの事故のリスクも低減されます。
- 人間工学に配慮したデザインを採用。本体がスリムになり、両側にグリップゾーンが設けられているため、持ちやすく安全に使用できます。
- アジレントロゴ入り溶媒ボトルラベルを発売。溶媒スリムボトルにはラベルを貼れるエリアがあり、はがれにくくキレイにはがせるボトルラベルを使用できます。
- カラフルなシリコンボトルタグを発売。4色で色分けすることでボトル内の溶媒の種類を明確に識別。



部品番号	品名	価格 (税別)
9301-6523	溶媒スリムボトル、透明、500 mL、キャップ付き	¥3,200 → <b>キャンペーン価格 ¥2,400</b>
9301-6524	溶媒スリムボトル、透明、1,000 mL	¥2,000 → <b>キャンペーン価格 ¥1,500</b>
9301-6528	溶媒スリムボトル、透明、1,000 mL、キャップ付き	¥2,300 → <b>キャンペーン価格 ¥1,725</b>
9301-6526	溶媒スリムボトル、茶色、1,000 mL	¥4,900 → <b>キャンペーン価格 ¥3,675</b>
9301-6527	溶媒スリムボトル、透明、125 mL	¥1,500 → <b>キャンペーン価格 ¥1,125</b>
9301-6529	識別用シリコンリング (8 個、4 色)	¥3,900 → <b>キャンペーン価格 ¥2,925</b>
9301-6530	アジレントロゴ入り溶媒ボトルラベル (100 枚)	¥12,000 → <b>キャンペーン価格 ¥9,000</b>

※詳しくは 5991-5162JAJP アジレント A-Line セーフティキャップリーフレットをご覧ください。

### キャンペーン内容

溶媒スリムボトルと関連アクセサリをお買い上げいただけると、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **25%OFF** でご提供いたします。

**期間：2016年12月1日～2017年3月31日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 9817** とご連絡ください。

お問い合わせ先

**SHINKAWA**

**新川電機株式会社**

分析営業部

E-mail: k-bunseki@shinkawa.co.jp


# HPLC

新製品

## Agilent InfinityLab Poroshell120 1.9 μm カラム

### UHPLC の性能をさらに向上させる革新的なカラムテクノロジー

新しい Agilent InfinityLab Poroshell120 1.9 μm カラムは、優れたカラム効率、高耐圧、長寿命をすべて兼ね備えたアジレント独自のカラムです。特に、高圧 UHPLC 条件下で 5,000 回注入を繰り返しても性能が低下することがありません。他の表面多孔質 (SPP) カラムの 5 倍以上の寿命を持ち、UHPLC の能力を余すことなく引き出すことができます。カラムにかかるコストを最大限に抑え、分析のやり直しに伴うコストを大幅に削減します。




### Poroshell120 1.9 μm カラム 優れた耐久性

他社 Sub2 μm コアシェルカラムとの  
耐久性比較データ

カラムサイズ: 2.1 x 50 mm、  
移動相: メタノール / 水 (55:45)  
サンプル: ナフタレン

分離ニーズに応じてお選びいただける 3 種類の粒子径。  
お客様の分離ニーズ、ご使用の LC 機器に最適な粒子径をお選びください。

粒子径	特長
1.9 μm	UHPLC 機器で最高レベルの性能を実現
2.7 μm	一般的な HPLC 機器で信頼性の高い UHPLC 性能を実現
4 μm	一般的な HPLC 機器で高速高分離分析を実現



### キャンペーン内容

Poroshell120 カラム (1.9 μm、2.7 μm、4 μm) をお買い上げいただけると、  
定価より **25 %OFF** でご提供いたします。

期間: 2016 年 12 月 1 日 ~ 2017 年 3 月 31 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 9819** とご連絡ください。

お問い合わせ先

**SEC SHINKAWA**

**新川電機株式会社**

分析営業部

E-mail: k-bunseki@shinkawa.co.jp

# HPLC

## Poroshell120 カラム仕様

\*:pH 6を超える条件ではSBシリーズ以外を推奨

名称	EC-C18	EC-C8	Phenyl-Hexyl	SB-C18	SB-C8	SB-Aq	Bonus-RP	HILIC	EC-CN	PFP	HPH-C18	HPH-C8
ポアサイズ	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	100 Å	100 Å
pH レンジ	2~8	2~8	2~8	1~8*	1~8*	1~8*	2~9	1~8	2~8	2~8	3~11	3~11
上限温度	60 °C	60 °C	60 °C	90 °C	80 °C	80 °C	60 °C	60 °C				
エンドキャップ	あり	あり	あり	なし	なし	なし	あり	なし	なし	あり	あり	あり
表面積	130 m <sup>2</sup> /g	130 m <sup>2</sup> /g	130m <sup>2</sup> /g	130 m <sup>2</sup> /g	95 m <sup>2</sup> /g	95 m <sup>2</sup> /g						
炭素量	10 %	5 %	9 %	8 %	5.5 %	非公開	10 %	なし	3.5 %	5.1 %	非公開	非公開

**価格表** ※下記は 1.9 μm 充填剤になります。2.7 μm、4 μm 充填剤についてはお問い合わせください。

カラム サイズ	部品番号						価格 (税別)
	EC-C18	EC-C8	Phenyl-Hexyl	HPH-C18	PFP	HILIC	
3.0 × 150	693675-302	693675-306	693675-312		693675-308	693675-301	¥110,000 →キャンペーン価格 <b>¥82,500</b>
				693675-502			¥113,000 →キャンペーン価格 <b>¥84,750</b>
3.0 × 100	695675-302	695675-306	695675-312		695675-308	695675-301	¥100,000 →キャンペーン価格 <b>¥75,000</b>
				695675-502			¥103,000 →キャンペーン価格 <b>¥77,250</b>
3.0 × 50	699675-302	699675-306	699675-312		699675-308	699675-301	¥94,000 →キャンペーン価格 <b>¥70,500</b>
				699675-502			¥97,000 →キャンペーン価格 <b>¥72,750</b>
2.1 × 150	693675-902	693675-906	693675-912		693675-408	693675-901	¥110,000 →キャンペーン価格 <b>¥82,750</b>
				693675-702			¥113,000 →キャンペーン価格 <b>¥84,750</b>
2.1 × 100	695675-902	695675-906	695675-912		695675-408	695675-901	¥100,000 →キャンペーン価格 <b>¥75,000</b>
				695675-702			¥103,000 →キャンペーン価格 <b>¥77,250</b>
2.1 × 50	699675-902	699675-906	699675-912		699675-408	699675-901	¥94,000 →キャンペーン価格 <b>¥70,500</b>
				699675-702			¥97,000 →キャンペーン価格 <b>¥72,750</b>
<b>InfinityLab Poroshell120 1.9 μm Fast Guard (ガードカラム) 3個パック</b>							
3.0 × 5	823750-940	823750-941	823750-943	823750-945	823750-942	823750-944	¥72,000 →キャンペーン価格 <b>¥54,000</b>
2.1 × 5	821725-940	821725-941	821725-943	821725-945	821725-942	821725-944	¥72,000 →キャンペーン価格 <b>¥54,000</b>

## キャンペーン内容

Poroshell120 カラム (1.9 μm、2.7 μm、4 μm) をお買い上げいただけますと、  
定価より **25%OFF** でご提供いたします。

**期間：2016年12月1日～2017年3月31日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 9819** とご連絡ください。

お問い合わせ先  
 **SHINKAWA**  
**新川電機株式会社**  
 分析営業部  
 E-mail: k-bunseki@shinkawa.co.jp

## サンプル前処理

# Bond Elut QuEChERS (キャッチャーズ) 25%OFF キャンペーン

### キャンペーン内容

Bond Elut QuEChERS (キャッチャーズ) 製品をお買い上げいただけると、キャンペーン期間中何度でも定価より **25%OFF** でご提供いたします。

- 残留農薬分析の前処理時間と溶媒使用量を劇的に削減
- パッケージ済の抽出キット 4 種類、サンプルのタイプに合わせて構成された分散 SPE キット 16 種類をご用意



### ステップ 1 抽出 SPE キット (全 4 種類) ※ CH: セラミックホモジナイザ付 (赤字がキャンペーン価格)

部品番号	説明	数量	チューブサイズ	チューブ内容	価格 (税別)
5982-5755	バッファあり QuEChERS 抽出チューブ、AOAC メソッド 2007.01、15 g サンプル用	50	50 mL	6 g MgSO <sub>4</sub> 、1.5 g NaAcetate	¥21,000 → <b>¥15,750</b>
5982-5755CH					¥23,000 → <b>¥17,250</b>
5982-5650	バッファあり QuEChERS 抽出チューブ、EN メソッド 15662、10 g サンプル用	50	50 mL	4 g MgSO <sub>4</sub> 、1 g NaCl、1 g NaCitrate、0.5 g クエン酸二ナトリウムセスキ水和物	¥21,000 → <b>¥15,750</b>
5982-5650CH					¥23,000 → <b>¥17,250</b>

### ステップ 2 分散 SPE キット (全 18 種類) ※ CH: セラミックホモジナイザ付 (赤字がキャンペーン価格)

	キット	数量とサイズ	AOAC 2007.01 メソッド	価格 (税別)	欧州メソッド EN 15662	価格 (税別)
			内容と部品番号		内容と部品番号	
	脂質と蟻質のある果物と野菜用：極性を持つ有機酸、一部の糖類、脂質とステロールを除去	100 本 – 2 mL チューブ	50 mg PSA 50 mg C18EC 150 mg MgSO <sub>4</sub>	¥16,000 → <b>¥12,000</b> ¥18,000 → <b>¥13,500</b>	25 mg PSA 25 mg C18EC 150 mg MgSO <sub>4</sub>	¥16,000 → <b>¥12,000</b> ¥18,000 → <b>¥13,500</b>
			5982-5122 5982-5122CH		5982-5121 5982-5121CH	
		50 本 – 15 mL チューブ	400 mg PSA 400 mg C18EC 1200 mg MgSO <sub>4</sub>	¥15,000 → <b>¥11,250</b> ¥17,000 → <b>¥12,750</b>	150 mg PSA 150 mg C18EC 900 mg MgSO <sub>4</sub>	¥15,000 → <b>¥11,250</b> ¥17,000 → <b>¥12,750</b>
			5982-5158 5982-5158CH		5982-5156 5982-5156CH	
	脂質と色のある野菜・果物用：有機酸、一部の糖類および脂質、カロチノイドおよびクロロフィルを除去、平面構造を持つ農業には使用不可	100 本 – 2 mL チューブ	50 mg PSA 50 mg GCB 150 mg MgSO <sub>4</sub> 50 mg C18EC	¥24,000 → <b>¥18,000</b> ¥29,000 → <b>¥21,750</b>		
			5982-5421 5982-5421CH			
		50 本 – 15 mL チューブ	400 mg PSA 400 mg GCB 1,200 mg MgSO <sub>4</sub> 400 mg C18EC	¥30,000 → <b>¥22,500</b> ¥35,000 → <b>¥26,250</b>		
			5982-5456 5982-5456CH			

※こちらに掲載のないキットもあります。お問い合わせください。

サンプル前処理


SEND YOUR SAMPLES  
TO THE TRAINER



**新製品** Bond Elut QuEChERS EMR Lipid

アジレントの新しい革新的なサンプル前処理技術で脂質を除去

- 革新的なサンプル前処理技術で脂質を除去します。
- 夾雑物を除去することで、高感度と信頼性のある分析を実現します。
- サンプルをクリーンにすることで、機器のメンテナンス時間を削減できます。
- サンプル由来のトラブルの減少により、分析の効率を最大化します。



部品番号	品名	価格 (税別)
5982-1010	Bond Elut QuEChERS EMR Lipid 分散キット、50 本	¥28,000 → <b>キャンペーン価格 ¥21,000</b>
5982-0101	Bond Elut QuEChERS EMR Lipid 脱水キット、50 本	¥7,600 → <b>キャンペーン価格 ¥5,700</b>
5982-0102	Bond Elut QuEChERS EMR Lipid MgSO <sub>4</sub> 脱水キット、パウチのみ、50 本	¥6,800 → <b>キャンペーン価格 ¥5,100</b>

**期間：2016年12月1日～2017年3月31日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 9818** とご連絡ください。

お問い合わせ先  
**SHINKAWA**  
新川電機株式会社  
分析営業部  
E-mail: k-bunseki@shinkawa.co.jp

GC

年1回のカートリッジ交換で  
正確性と信頼性、さらに利便性を実現

Agilent ADM フローメータ



## 新製品 Agilent ADM フローメータ

生産性を向上する革新的なフローメータ  
再校正がラボにて可能

- **手間とコストを最小化**：ラボでフローメータのカートリッジを交換するだけで再校正が完了。  
稼働時間を増やし、再校正のための発送や書類手続きにかかる手間とコストを節約できます。  
アジレント従来品 (ADM1000) で、約 ¥40,000 (日本国内からの依頼の場合)  
かかっていた再校正費用が、交換用カートリッジの費用  
¥22,000 (2016年11月価格) のみで完了。
- **交換時期をお知らせ**：内蔵のキャリブレーションタイマーがカートリッジの  
交換時期をお知らせします。
- **最高の正確さ**：NIST による校正済みカートリッジのため、GC の流量の  
バリデーションや検出器の流量トラブルシューティングにも  
最適です。体積流量測定により、スプリットベント、  
セプタムパージ、およびカラム流量の測定も可能です。



### 製品情報

部品番号	品名・仕様	価格 (税別)
G6691A	ADMフローメータ ADMフローメータ本体、カートリッジ、USBケーブル、 カートリッジ交換用ツールを含みます。	¥106,000 → <b>キャンペーン価格 ¥90,100</b>
G6692A	交換用キャリブレーションカートリッジ	¥22,000

※製品仕様等詳細は、5991-7293JAJP ADM フローメータリーフレットをご参照ください。  
※ G6692A 交換用キャリブレーションカートリッジはキャンペーンの対象外です。  
※既存 ADM1000 / SDM1000 の校正は、販売終了後2年間実施いたします。  
販売終了後、2年経過以降の校正作業は保証いたしかねますので、早めの買い替えをご検討ください。

### キャンペーン内容

ADM フローメータをお買い上げいただくと、定価より **15%OFF** でご提供いたします。

**期間：2016年11月1日～2017年3月31日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 9806** とご連絡ください。

お問い合わせ先



SHINKAWA

新川電機株式会社

分析営業部

E-mail: k-bunseki@shinkawa.co.jp

## アジレントガスクリーンフィルタキャンペーン

### クリーンなガスの供給により正確な分析を実現

Agilent ガスクリーンフィルタシステムは、クリーンなガスを供給し、カラムの損傷や感度の低下、機器のダウンタイムといったリスクを低減します。

### 不純物を除去し、分析を向上

注入口の手前にガスクリーンフィルタを設置すれば、不純物の量を減らし、微量分析を向上させることが可能です(図1参照)。GCカラムに侵入する汚染物質も除去されます。こうした汚染の除去は、高温分析には欠かせないもので、カラム寿命の延長にもつながります。

**年末の機器メンテナンスの際、カートリッジを交換しましょう。**



迅速で簡単なカートリッジ交換

### キャンペーン内容

アジレントガスクリーンフィルタ製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **25%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン対象製品例 (他にも対象製品があります。お問い合わせください)

部品番号	品名・仕様	価格(税別)
<b>ガスクリーンフィルタスタータキット</b>		
CP736530	ガスクリーンフィルタキット、1/8 インチ、4 ポジション	¥221,000 → <b>キャンペーン価格 ¥165,750</b>
CP17976	ガスクリーン GC/MS フィルタキット、1/8 インチ、1 ポジション	¥91,000 → <b>キャンペーン価格 ¥68,250</b>
CP17988	7890 用ガスクリーンキャリアガスケット、1/8 インチ、7890 用ブラケット付	¥42,000 → <b>キャンペーン価格 ¥31,500</b>
<b>コネクティングユニット</b>		
CP7988P3	コネクティングユニット、1 フィルタ、ステンレス、3 mm 用 (主に島津 GC 用)	¥69,000 → <b>キャンペーン価格 ¥51,750</b>
<b>ガスクリーンフィルタカートリッジ</b>		
CP17969	ガスクリーン CO2 除去フィルタ	¥24,000 → <b>キャンペーン価格 ¥18,000</b>
CP17970	ガスクリーン酸素除去フィルタ	¥22,000 → <b>キャンペーン価格 ¥16,500</b>
CP17971	ガスクリーン水分除去フィルタ	¥22,000 → <b>キャンペーン価格 ¥16,500</b>
CP17972	ガスクリーンチャコールフィルタ	¥26,000 → <b>キャンペーン価格 ¥19,500</b>
CP17973	ガスクリーン GC/MS フィルタ	¥33,000 → <b>キャンペーン価格 ¥24,750</b>

**期間：2016年12月1日～2017年3月31日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 9817** とご連絡ください。

お問い合わせ先  
 **SHINKAWA**

**新川電機株式会社**

分析営業部

E-mail: k-bunseki@shinkawa.co.jp

# GC/MSD

**CLEAN. QUIET. RELIABLE.**  
**OIL FREE**



Agilent IDP-3 Dry Scroll Pump for the Agilent 5977, 5975, and 5973 Series GC/MSD

新製品

## GC/MSD 用 IDP-3 ドライスクロールポンプ

IDP-3 ドライスクロールポンプは、  
クリーンでコンパクト、コスト効率のよいラボ分析を可能にします。

- **オイルフリー**：ドライスクロールポンプは、オイルを使用しないため、メンテナンス作業を軽減し、コストも削減します。
- **画期的なスクロールデザイン**：IDP-3 ポンプで用いられているスクロールデザインは、騒音と振動を低減します。
- **既存のロータリーポンプと置換可能**：アジレント 5977、5975、5973 システムのロータリーポンプと置き換えて、すぐに使用できます。 ※使用可能機種参照



### 製品情報

部品番号	品名・仕様	価格 (税別)
G6696A	IDP-3 ドライスクロールポンプ IDP-3ポンプ、電源ケーブル、フォアラインホース、フィッティングを含みます。	¥535,000 → <b>キャンペーン価格 ¥454,750</b>

〈使用可能機種〉 アジレント 5977、5975、5973GC/MSD システム。下記の仕様は対象外です。

DP (ディフュージョンポンプ) システム

H2 (水素) キャリアガスシステム

CI (化学イオン化) モード、および NH3 ガスの使用

※据付調整についてはご相談ください。据付調整費はキャンペーンの対象外です。

※ご使用中の Pfeiffer Duo 2.5 の引取りおよび返金を行っています。詳しくはお問い合わせください。

### キャンペーン内容

GC/MSD 用 IDP-3 ドライスクロールポンプをお買い上げ  
いただけますと、定価より **15%OFF** でご提供いたします。

**期間：2016年7月1日～2017年1月31日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 9726** とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社  
本社 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1  
カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111  
email\_japan@agilent.com

※本文記載の内容は予告なく変更する場合があります。  
www.agilent.com/chem/jp

お問い合わせ先



**SHINKAWA**

**新川電機株式会社**

分析営業部

E-mail: k-bunseki@shinkawa.co.jp



**Agilent Technologies**