

電動ピペットキャンペーン

マニュアルピペットを電動にしよう

2018年3月20日まで



38,000円 (税抜)

マニュアルピペットを下取りに出すと、最新の電動ピペットが

5,000円分 お得に。



装着イメージ

電動ピペット 38,000円 (税抜)
充電ハンガー 5,000円 (税抜)

※本体1台につき、充電ハンガーを1台プレゼントいたします。

汎用チップOK

※10mLチップはお問い合わせください。

耐薬品性に優れたピペット

フッ素系グリスで内部をコーティング
下の部分のパーツがお客様で交換可能

【CERTIFICATION】

http://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/tech_doc/analytical/pipette_guide.pdf

製品画像												
型式		MPA-10		MPA-20		MPA-200		MPA-1200		MPA-10000		
容量範囲		0.5~10μL		2~20μL		10~200μL		100~1200μL		0.1~10.0mL		
性能	容量	1.0μL	10.0μL	2.0μL	20.0μL	10μL	200μL	100μL	1200μL	1.0mL	5.0mL	10.0mL
	正確さ	±4.0%	±1.0%	±4.0%	±1.0%	±2.5%	±0.6%	±2.5%	±0.5%	±2.5%	±1.0%	±0.5%
	再現性(CV)	2.5%	0.4%	2.5%	0.4%	1.0%	0.15%	0.6%	0.15%	0.6%	0.15%	0.15%
最大分注回数		0.3μL×33回		0.3μL×66回		3μL×66回		15μL×80回		0.1mL×99回		
全長		約280mm										
質量		約150g			約160g			約170g		約190g		
材質		ピペット本体:ABS、イジェクタ:PP(グラスファイバー20%)、チップホルダ:PVDF、ピストン:SUS ピストン:PVDF(MPA1000のみ)										
標準価格		38,000円(税抜)										

【応募方法】

本体ご購入後、下記URLよりページ一番下のユーザー登録をしていただき
 直接入力 <http://www.aandd.co.jp/adhome/products/analytical/mpa.html>
 または、弊社HP⇒サポート⇒ユーザ登録⇒電動マイクロピペットのユーザ登録



ユーザー登録画面 ご意見・ご感想の欄に①～③をご記入ください。

製品のご意見・ご感想をご記入下さい。	①「下取りキャンペーン応募」 ②「購入・下取り品を出された代理店名」 ③「送り先(登録と同じ場合は同上)」
--------------------	---

AND 株式会社 エーアンド・デイ

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
- 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
- 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
- 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。