


アジレント・テクノロジー

# カラム・消耗品サマーキャンペーン 2018

2-3 ページ



新製品

**J&W DB-HeavyWAX GC カラム**  
**J&W DB-FastFAME GC カラム**

6-7 ページ



**ZORBAX, Poroshell120 LC カラム**  
**バイオ LC カラム、バイオ標準試料**

4-5 ページ



**Capiva サンプル前処理製品**

8 ページ




新製品

**A-Line バイアル**

## 新製品 アジレント J&W DB-HeavyWAX GC カラム

最高使用温度を引き上げた新しい WAX カラムです。  
等温分析時は最高 280 °C、昇温分析時は最高 290 °C で使用できます。

- 最高使用温度が上昇したことで、分析時間が短縮し、さらに 1 回の分析あたりのコストを削減可能
- 最高使用温度でもリテンションタイムが安定し、カラム寿命の延長が可能
- ゴーストピークの抑制：分析終了時のカラムの空焼きにより、サンプルのキャリーオーバーを低減
- 高分子量化合物をはじめ幅広い化合物に対応
- 多次元 GC アプリケーションの範囲が拡大：  
標準的な WAX カラムより高いオープン温度で使用可能



部品番号	品名	価格 (税別)
121-7112	DB-HeavyWAX, 10 m, 0.18 mm, 0.18 μm	¥42,000 → キャンペーン価格 <b>¥33,600</b>
121-7122	DB-HeavyWAX, 20 m, 0.18 mm, 0.18 μm	¥67,000 → キャンペーン価格 <b>¥53,600</b>
122-7112	DB-HeavyWAX, 15 m, 0.25 mm, 0.25 μm	¥46,000 → キャンペーン価格 <b>¥36,800</b>
122-7127	DB-HeavyWAX, 25 m, 0.25 mm, 0.20 μm	¥67,000 → キャンペーン価格 <b>¥53,600</b>
122-7132	DB-HeavyWAX, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	¥78,000 → キャンペーン価格 <b>¥62,400</b>
122-7133	DB-HeavyWAX, 30 m, 0.25 mm, 0.50 μm	¥78,000 → キャンペーン価格 <b>¥62,400</b>
122-7157	DB-HeavyWAX, 50 m, 0.25 mm, 0.20 μm	¥117,000 → キャンペーン価格 <b>¥93,600</b>
122-7162	DB-HeavyWAX, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm	¥137,000 → キャンペーン価格 <b>¥109,600</b>
122-7163	DB-HeavyWAX, 60 m, 0.25 mm, 0.50 μm	¥137,000 → キャンペーン価格 <b>¥109,600</b>
123-7112	DB-HeavyWAX, 15 m, 0.32 mm, 0.25 μm	¥50,000 → キャンペーン価格 <b>¥40,000</b>
123-7132	DB-HeavyWAX, 30 m, 0.32 mm, 0.25 μm	¥84,000 → キャンペーン価格 <b>¥67,200</b>
123-7133	DB-HeavyWAX, 30 m, 0.32 mm, 0.50 μm	¥84,000 → キャンペーン価格 <b>¥67,200</b>
123-7157	DB-HeavyWAX, 50 m, 0.32 mm, 0.20 μm	¥127,000 → キャンペーン価格 <b>¥101,600</b>
123-7162	DB-HeavyWAX, 60 m, 0.32 mm, 0.25 μm	¥149,000 → キャンペーン価格 <b>¥119,200</b>
123-7163	DB-HeavyWAX, 60 m, 0.32 mm, 0.50 μm	¥149,000 → キャンペーン価格 <b>¥119,200</b>
127-7112	DB-HeavyWAX, 10 m, 0.10 mm, 0.10 μm	¥53,000 → キャンペーン価格 <b>¥42,400</b>

※ Intuvo GC 用カラムもございます。詳しくはお問い合わせください。

※ 膜厚 0.50 μm カラムは、等温分析時最高 270 °C、昇温分析時最高 280 °C です。

### キャンペーン内容


アジレント J&W DB-HeavyWAX GC カラムをお買い上げいただけますと、  
定価より **20%OFF** でご提供いたします。

### キャンペーン期間：2018 年 9 月 30 日まで


※ ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1255** とご連絡ください。

FAME (Fatty Acid Methyl Ester : 脂肪酸メチルエステル) の  
高速高分離分析に最適化されている、シアノプロピル相 (G48) カラムです。

- 通常長さ 100 m のカラムで約 70 分かかっていた分析を、分離能を犠牲にすることなく、20 分以下で分析が可能です。
- 出荷時に、FAME 混合物による個別試験によって、各カラムの出荷チェックを実施しています。
- AOAC, AOCS, IOC 規制メソッドの要件に対応
- 化学結合、架橋タイプ、溶媒洗浄可能
- Intuvo GC 仕様もご用意



Fast FAME analysis using same DB-FastFAME



FAME サンプルを  
8 分以下で分析!

部品番号	品名	価格 (税別)	
G3903-63010	DB-FastFAME 20 m, 0.180 mm, 0.20 μm	¥59,000 → キャンペーン価格	¥47,200
G3903-63011	DB-FastFAME 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	¥72,000 → キャンペーン価格	¥57,600
G3909-63005	DB-FastFAME 20 m, 0.180 mm, 0.20 μm, Intuvo	¥77,000 → キャンペーン価格	¥61,600
G3909-63006	DB-FastFAME 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm, Intuvo	¥94,000 → キャンペーン価格	¥75,200

### キャンペーン内容

アジレント J&W DB-FastFAME GC カラムをお買い上げいただけると、  
定価より **20%OFF** でご提供いたします。

### キャンペーン期間 : 2018 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1255** とご連絡ください。

## アジレント Captiva シリンジフィルタ

分析前のサンプルろ過により、多くのメリットがもたらされます。分析データの品質向上、精度の向上、機器性能の最適化、カラム寿命の延長、システムのダウンタイムの低減などです。

- **多くの選択肢**：さまざまなポアサイズ、形状、メンブレンから選ぶことができます。
- **認定済の清潔さ**：すべての Captiva プレミアムシリンジフィルタに HPLC または LC/MS 認定証が付属します。
- **優れた性能**：各シリンジフィルタは最高級のハウジング材およびメンブレン材を使用して製造され、優れた流速と最大のサンプル保持容量を実現しサンプルの完全性を確保しています。
- **経済性**：アジレントの高品質エコノフィルタは大容量パックで販売されており、適正なコストでの迅速で効率的なろ過を必要とする多忙なラボに最適です。



部品番号	品名	価格 (税別)	
<b>Captiva プレミアムシリンジフィルタ, 100 個</b>			
5190-5082	プレミアムシリンジフィルタ, PTFE, 0.2 μm, 4 mm	¥21,000 → キャンペーン価格	<b>¥16,800</b>
5190-5091	プレミアムシリンジフィルタ, ナイロン, 0.45 μm, 15 mm	¥21,000 → キャンペーン価格	<b>¥16,800</b>
5190-5096	プレミアムシリンジフィルタ, PES, 0.2 μm, 15 mm	¥22,000 → キャンペーン価格	<b>¥17,600</b>
5190-5111	プレミアムシリンジフィルタ, 再生セルロース, 0.45 μm, 25 mm	¥21,000 → キャンペーン価格	<b>¥16,800</b>
5190-5116	プレミアムシリンジフィルタ, 酢酸セルロース, 0.2 μm, 28 mm	¥21,000 → キャンペーン価格	<b>¥16,800</b>
5190-5122	プレミアムシリンジフィルタ, ガラスマイクロファイバ, 28 mm	¥21,000 → キャンペーン価格	<b>¥16,800</b>
<b>Captiva エコノフィルタ, 1000 個</b>			
5190-5261	エコノフィルタ, PVDF, 0.2 μm, 13 mm	¥87,000 → キャンペーン価格	<b>¥69,600</b>
5190-5264	エコノフィルタ, PVDF, 0.45 μm, 25 mm	¥102,000 → キャンペーン価格	<b>¥81,600</b>
5190-5265	エコノフィルタ, PTFE, 0.2 μm, 13 mm	¥68,000 → キャンペーン価格	<b>¥54,400</b>
5190-5268	エコノフィルタ, PTFE, 0.45 μm, 25 mm	¥70,000 → キャンペーン価格	<b>¥56,000</b>
5190-5269	エコノフィルタ, ナイロン, 0.2 μm, 13 mm	¥54,000 → キャンペーン価格	<b>¥43,200</b>
5190-5272	エコノフィルタ, ナイロン, 0.45 μm, 25 mm	¥68,000 → キャンペーン価格	<b>¥54,400</b>
5190-5273	エコノフィルタ, PES, 0.2 μm, 13 mm	¥68,000 → キャンペーン価格	<b>¥54,400</b>
5190-5276	エコノフィルタ, PES, 0.45 μm, 25 mm	¥70,000 → キャンペーン価格	<b>¥56,000</b>
5190-5277	エコノフィルタ, PP, 0.2 μm, 13 mm	¥60,000 → キャンペーン価格	<b>¥48,000</b>
5190-5280	エコノフィルタ, PP, 0.45 μm, 25 mm	¥78,000 → キャンペーン価格	<b>¥62,400</b>
5190-5310	エコノフィルタ, 再生セルロース, 0.2 μm, 15 mm	¥133,000 → キャンペーン価格	<b>¥106,400</b>
5190-5307	エコノフィルタ, 再生セルロース, 0.45 μm, 25 mm	¥133,000 → キャンペーン価格	<b>¥106,400</b>

※他にもキャンペーン対象製品がございます。詳しくは QR コードをスキャンいただくか、お問い合わせください。

### キャンペーン内容

アジレント Captiva シリンジフィルタ製品をお買い上げいただけると、定価より **20%OFF** でご提供いたします。



Captiva シリンジフィルタ  
キャンペーン対象製品は  
QR コードをスキャン

### キャンペーン期間：2018年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1255** とご連絡ください。

## サンプル前処理

# アジレント Captiva EMR-Lipid / Captiva ND *Lipids*

## アジレント Captiva EMR-Lipid

- 脂質マトリクスを強力に除去する固相カラムです。
- 生体試料や食品等脂質を含むサンプルからアセトニトリルで抽出した抽出液（20%以上の水を含むことが必要）を通過させるだけという、1ステップの簡単な操作で脂質の除去ができます。



## アジレント Captiva ND *Lipids*

- 生体試料からリン脂質を簡単に、効果的に除去することができる除タンパクフィルタです。
- 97%以上のリン脂質とタンパク質を除去するため、トレースレベル分析でも高精度、高再現性の定量結果が得られます。

Captiva EMR-Lipid を使用した主なアプリケーションノート ※文書番号で検索が可能です。

文書番号	アプリケーション名
GC-MS-201801YS-001	EMR Lipid 充填剤と他の前処理法によるマトリクス除去効果の違い GC/MS 編
5991-8007JAJP	Agilent Captiva EMR-Lipid クリーンアップを用いたヒト血清中薬物の LC/MS/MS 定量分析
5991-9222JAJP	Captiva EMR-Lipid 96 ウェルプレートを用いた生体サンプルのタンパク処理
5991-7956JAJP	Agilent Captiva EMR-Lipid を用いた生体サンプル中のビタミン D 代謝物の分析
5991-8598JAJP	Agilent Captiva EMR-Lipid カートリッジクリーンアップおよび LC/MS/MS を用いた牛肉中の残留動物用医薬品の多成分同時分析

部品番号	品名	価格 (税別)
Captiva EMR-Lipid		
5190-1002	Captiva EMR-Lipid, 1 mL, 40 mg, 100 個	¥27,000 → キャンペーン価格 ¥21,600
5190-1003	Captiva EMR-Lipid, 3 mL, 300 mg, 100 個	¥35,000 → キャンペーン価格 ¥28,000
5190-1004	Captiva EMR-Lipid, 6 mL, 600 mg, 50 個	¥42,000 → キャンペーン価格 ¥33,600
5190-1000	Captiva EMR-Lipid, 96 ウェルプレート, 40 mg, 1 個	¥25,000 → キャンペーン価格 ¥20,000
5190-1001	Captiva EMR-Lipid, 96 ウェルプレート, 40 mg, 5 個	¥115,000 → キャンペーン価格 ¥92,000
Captiva ND <i>Lipids</i>		
A59640002SK	Captiva ND <i>Lipids</i> 96 ウェルスターターキット	¥115,000 → キャンペーン価格 ¥92,000
A59640002I	Captiva ND <i>Lipids</i> 96 ウェルプレート, 1 個	¥28,000 → キャンペーン価格 ¥22,400
A5302635	Captiva ND <i>Lipids</i> シングルチューブ, 3 mL, 20 個	¥6,100 → キャンペーン価格 ¥4,880

※他にもキャンペーン対象製品がございます。詳しくは QR コードをスキャンいただくか、お問い合わせください。

## キャンペーン内容

アジレント Captiva EMR-Lipid/ Captiva ND *Lipids* 製品をお買い上げいただけると、定価より **20%OFF** でご提供いたします。



Captiva EMR-Lipid/  
Captiva ND *Lipids*  
キャンペーン対象製品は  
QR コードをスキャン

キャンペーン期間：2018年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1255** とご連絡ください。

## アジレント ZORBAX / Poroshell120 LC カラム

### ZORBAX LC カラム

- ZORBAX カラムは、シリカ担体の製造から、充填剤製造プロセスのすべてを自社でコントロールしているため、長期に渡り信頼性の高い結果が得られます。
- 高速高分離のメソッド開発には 1.8 μm カラムを、コンベンショナルなメソッドには 5 μm が高分離な 3.5 μm の選択が可能で、すべての粒子径のカラムにおいてメソッド変換が容易に行えます。

### Poroshell120 LC カラム

- 〈1.9 μm 充填剤〉 130 Mpa の耐圧を備えた UHPLC 分析向け
- 〈2.7 μm 充填剤〉 サブ 2 ミクロンカラムと同等の高いカラム効率  
通常のサブ 2 ミクロンカラムより 40 ~ 50 % 低いカラム圧力
- 〈4 μm 充填剤〉 全多孔性 5 μm カラムの高速高分離を、  
耐圧 20 MPa 程度の HPLC で実施する分析向け



#### ZORBAX LC カラム充填剤の主な仕様

項目	Eclipse Plus C18	Eclipse Plus C8	Eclipse Plus Phenyl-Hexyl	Eclipse Plus XDB-C18	SB-C18	SB-C8	SB-C3	SB-CN	SB-Phenyl	SB-Aq	Extend-C18	Bonus-RP	PAH	HILIC-Plus
ポアサイズ	95 Å	95 Å	95 Å	80 Å	80 Å	80 Å	80 Å	80 Å	80 Å	80 Å	80 Å	80 Å	95 Å	95 Å
pH レンジ	2~9	2~9	2~8	2~9	0.8~8	1~8	1~8	1~8	1~8	1~8	2~11.5	2~9	2~8	0~8
上限温度	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
エンドキャップ	あり	あり	あり	あり	なし	なし	なし	なし	なし	なし	あり	あり	なし	なし
表面積	160m <sup>2</sup> /g	160m <sup>2</sup> /g	160m <sup>2</sup> /g	180m <sup>2</sup> /g	180m <sup>2</sup> /g	180m <sup>2</sup> /g	180m <sup>2</sup> /g	180m <sup>2</sup> /g	180m <sup>2</sup> /g	180m <sup>2</sup> /g	180m <sup>2</sup> /g	180m <sup>2</sup> /g	160m <sup>2</sup> /g	160m <sup>2</sup> /g
炭素量	9 %	7 %	9 %	8 %	8 %	5.5 %	4 %	4 %	5.5 %	非公開	12.5 %	9.5 %	14 %	0 %
耐圧	粒子径 1.8 μm のカラムは 120 Mpa、粒子径 3.5 μm, 5 μm のカラムは 60 Mpa													40 Mpa
カラム内径	2.1 or 3 or 4.6 mm など (充填剤により異なります)													
カラム長さ	30, 50, 75, 100, 150, 250 mm など (充填剤により異なります)													
価格	¥49,000~													

#### Poroshell120 LC カラム充填剤の主な仕様

項目	EC-C18	EC-C8	EC-CN	Phenyl-Hexyl	Bonus-RP	SB-C18	SB-C8	SB-Aq	PFP	HPH-C18	HPH-C8	HILIC	HILIC-Z	HILIC-OH5
ポアサイズ	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	100 Å	120 Å
pH レンジ	2~8	2~8	2~8	2~8	2~9	1~8	1~8	1~8	2~8	3~11	3~11	1~8	3~11	1~7
上限温度	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	90 °C	80 °C	80 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	80 °C	45 °C
エンドキャップ	あり	あり	あり	あり	あり	なし	なし	なし	あり	あり	あり	なし	なし	非公開
表面積	130m <sup>2</sup> /g	130m <sup>2</sup> /g	130m <sup>2</sup> /g	130m <sup>2</sup> /g	130m <sup>2</sup> /g	130m <sup>2</sup> /g	130m <sup>2</sup> /g	130m <sup>2</sup> /g	130m <sup>2</sup> /g	95m <sup>2</sup> /g	95m <sup>2</sup> /g	130m <sup>2</sup> /g	95m <sup>2</sup> /g	130m <sup>2</sup> /g
炭素量	10 %	5 %	3.5 %	9 %	10 %	8.0 %	5.5 %	5.1 %	非公開	非公開	非公開	なし	非公開	非公開
耐圧	粒子径 1.9 μm のカラムは 130 Mpa、粒子径 2.7 μm, 4 μm のカラムは 60 Mpa													40 Mpa
カラム内径	2.1 or 3 or 4.6 mm (一部は 2.1 mm のみ)													
カラム長さ	30, 50, 75, 100, 150, 250 mm (充填剤により異なります)													
価格	¥49,000~													

### キャンペーン内容

アジレント ZORBAX または Poroshell120 カラムをお買い上げいただけますと、定価より **20%OFF** でご提供いたします。

### キャンペーン期間：2018年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1255** とご連絡ください。



ZORBAX/Poroshell120  
キャンペーン対象製品は  
QRコードをスキャン

## アジレントバイオ LC カラム / バイオ標準試料

アジレントはさまざまな種類のバイオ医薬品研究開発向け LC カラムと標準試料をご提供しています。



目的	分離方式	アジレントバイオ LC カラム
抗体価、濃度の測定	アフィニティ	バイオモノリス プロテイン A バイオモノリス プロテイン G
一次構造解析	逆相	AdvanceBio RP-mAb ZORBAX RRHD 300A, 1.8 μm AdvanceBio ペプチドマッピング AdvanceBio ペプチドプラス
糖鎖構造解析	HILIC	AdvanceBio グリカンマッピング 1.8 μm, 2.7 μm AdvanceBio MS スペントメディア
電荷アイソフォーム分析	イオン交換	Agilent Bio MAb Agilent Bio IEX
凝集体分析	サイズ排除 (ゲルろ過)	AdvanceBio SEC Agilent Bio SEC-3, Bio SEC-5
オリゴヌクレオチド分析	逆相	AdvanceBio オリゴヌクレオチド
アミノ酸分析	逆相	AdvanceBio アミノ酸分析 (AAA)

部品番号	品名	価格 (税別)
<b>タンパク質標準試料</b>		
5190-9416	AdvanceBio SEC 130Å タンパク質標準	¥25,000 → キャンペーン価格 ¥20,000
5190-9417	AdvanceBio SEC 300Å タンパク質標準	¥25,000 → キャンペーン価格 ¥20,000
<b>ペプチド標準試料</b>		
5190-0583	10 種類のペプチドの標準試料, 71 μg	¥19,000 → キャンペーン価格 ¥15,200
G2455-85001	HSA ペプチド標準試料	¥24,000 → キャンペーン価格 ¥19,200
<b>糖鎖標準試料</b>		
5190-6995	IgG N- 結合型 Glycan ライブラリ, 20 g, 0.5 mL	¥138,000 → キャンペーン価格 ¥110,400
5190-6996	2-AB ラベル化 IgG N- 結合型 Glycan ライブラリ, 200 pmol	¥55,000 → キャンペーン価格 ¥44,000
5190-6997	デキストランラダー標準試料, 10 g, 0.5 mL	¥35,000 → キャンペーン価格 ¥28,000
5190-6998	2-AB ラベル化デキストランラダー標準試料, 200 pmol	¥23,000 → キャンペーン価格 ¥18,400
<b>オリゴヌクレオチド標準試料</b>		
5190-9028	オリゴヌクレオチド分離能標準試料	¥51,000 → キャンペーン価格 ¥40,800
5190-9029	オリゴヌクレオチドラダー標準試料	¥28,000 → キャンペーン価格 ¥22,400
<b>アミノ酸試薬キットおよび標準試料</b>		
5190-9426	AdvanceBio アミノ酸分析試薬および標準試料のキット ※アミノ酸標準 (10 pmol~1 mmol) 単品での注文も可能です。	¥273,000 → キャンペーン価格 ¥218,400
5061-3339	緩衝液, ホウ酸, 100 mL	¥20,000 → キャンペーン価格 ¥16,000
5061-3337	FMOC 試薬, 10 アンブル, 各 1 mL, AAA 用	¥44,000 → キャンペーン価格 ¥35,200
5061-3335	OPA 試薬, 10 mg/mL, 6 アンブル, 各 1 mL	¥41,000 → キャンペーン価格 ¥32,800
5061-3330	アミノ酸標準, 1 nmol, 10 個	¥40,000 → キャンペーン価格 ¥32,000

※他にもキャンペーン対象製品がございます。詳しくは QR コードをスキャンいただくか、お問い合わせください。  
※バイオ LC カラムもキャンペーン対象です。

## キャンペーン内容

アジレントバイオ LC カラムまたはバイオ標準試料をお買い上げいただけると、定価より **20%OFF** でご提供いたします。

## キャンペーン期間: 2018年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1255** とご連絡ください。



バイオ LC カラム /  
バイオ標準試料  
キャンペーン対象製品は  
QR コードをスキャン

## 新製品 アジレント A-Line バイアル




### 業界最高の不活性さを実現

- 従来のバイアルよりさらに高い不活性さを実現しました。高感度分析において、ロット間差、バイアル間差が小さく、非常に高い回収率を実現します。
- 主に LC、LC/MS での医薬品分析サンプルに最適です。
- 現在バイアルへの吸着が原因で回収率に問題をお持ちのお客様にお勧めです。

#### アジレント A-Line バイアル

A 社 品質証明書付き (LC/GC) バイアル

B 社 品質証明書付き (LC/GC) バイアル



#### アジレント A-Line バイアル： 長期にわたって成分の完全性を維持

ドキシペインの分離結果から、アジレント A-Line バイアルが成分の完全性の維持性能が優れていることがわかります。  
注：テストはアジレントが実施しました。

部品番号	品名	個数	価格 (税別)
5190-9589	A-Line, スクリューバイアル, ラベル付, 透明, 2 mL, 100 個	1/pk	¥3,600 → キャンペーン価格 3 個で ¥7,203
5190-9590	A-Line, スクリューバイアル, ラベル付, 茶色, 2 mL, 100 個	1/pk	¥4,100 → キャンペーン価格 3 個で ¥8,205
5190-9591	A-Line, クリンプバイアル, ラベル付, 透明, 2 mL, 100 個	1/pk	¥3,400 → キャンペーン価格 3 個で ¥6,804
5190-9592	A-Line, クリンプバイアル, ラベル付, 茶色, 2 mL, 100 個	1/pk	¥3,800 → キャンペーン価格 3 個で ¥7,605

### キャンペーン内容

1 オーダーで同じアジレント A-Line バイアルを  
3 個以上お買い上げいただきますと、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **33.3% OFF** でご提供いたします。

#### キャンペーン期間：2018 年 11 月 26 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1234** とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社  
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111  
[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

※本文記載の内容は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先



**SHINKAWA**

**新川電機株式会社**

科学機器営業部

[k-bunseki@shinkawa.co.jp](mailto:k-bunseki@shinkawa.co.jp)



**Agilent**

Trusted Answers